


# 基于动态规划算法的DNA、蛋白质序列比对工具

#### • 程序工作界面:






比对时可以选择替换矩阵,有八种蛋白质矩阵,和一种DNA矩阵。点击菜单上的Matrix或者快捷键Ctrl+M(Command + M in Mac OS)可以打开并查看矩阵,可以对它进行修改。



#### \* MAC OS下的工作界面:



### • 图标与快捷键介绍

	运行(比对)	Ctrl + M	如果序列太 长,会运行 得很慢
	比对过程保 存为图像	Ctrl + S	以图片的 格式存储 比对过程
X	删除比对工 程	Ctrl + D	删除比对过 程可以释放 内存
<b>~</b>	回退到上一 次比对	Ctrl + L	每一次比对都会存
<b>)</b>	前进到后一 次比对	Ctrl + N	储在内存 中,可以 回头查看

Algorithm:				
<ul><li>Needleman-wunsch</li></ul>				
Smith-waterman	5			
GAP PENALTY:				
o linear				
Existence:	0			
Affine				
Existence:	Extention:			
0	2			

这里实现了两种算法:


- Needleman-Wunsch
- Smith-Waterman 局部比对可以设置阈值, 比如左边就是设置5. 罚分方式有两种:
- 线性罚分 放射空位罚分

### • 比对示例


DNA序列:

Seq1: ATGTGTGATGA Seq2: TCGTAGATGAT


1. 向序列框中输入序列:



2. 选择算法和打分方法和矩阵:










3-1. 结果呈现:存储图片 Ctrl + S或点击图标:

\*选择格式存储:






## 3-2. 呈现阈值以上的结果:



# 再比如蛋白质全局比对,线性罚分为3,采用BLOSUM62矩阵

Seq1: IADARLLLN Seq2: TVLGILKAYT



Find possible alignments: 1

1 -IADARL-LLN \*\*\*\*\*\*L\*\*\*\* 1 TVLGI-LKAYT

Score: -7